



## Kontakt Etanol Plus 5 litrów

Cena brutto	<b>85,00 zł</b>
Cena netto	<b>69,11 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AGT280</b>
Kod EAN	<b>5901764325772</b>
Producent	<b>AG TermoPasty</b>

### Opis produktu

#### Kontakt Etanol Plus 5 litrów

Kontakt ETANOL plus to wysokiej czystości alkohol etylowy. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów optycznych. Zastosowanie: czytniki CD-ROM-czytniki DVD, czytniki Audio-CD, urządzenia PhotoCD, urządzenia optyczne, mechanizmy AV, głowice AV. Pozostawia minimalne ślady, które można łatwo usunąć ściereczką z mikrofibry lub chusteczką bezpyłową. Stosować na wyłączonym urządzeniu

Kontakt Etanol Plus w rozcieńczeniu z wodą 5:1 może być stosowany jako środek do dezynfekcji powierzchni i rąk  
dezynfekcja rąk i skóry, dezynfekcja narzędzi, dezynfekcja powierzchni

#### dane techniczne:

- Kontakt ETANOL plus ART.AGT280 5901764325772
- producent AG Termopasty
- wysokiej czystości alkohol etylowy
- alkohol etylowy rektyfikowany 96%  
spirytus - produkt całkowicie skażony - nie nadaje się do celów spożywczych
- opakowanie: 5000ml = 5 litrów  
plastikowy kanister

#### [karta charakterystyki Kontakt ETANOL plus](#)

**Zastosowanie zidentyfikowane:** -w laboratoriach - w kosmetyce - jako rozpuszczalnik politur - do mycia szyb - jako rozcieńczalnik do wyrobów spirytusowych - do odtłuszczania, zmywania powierzchni - jako paliwo w kuchenkach turystycznych - jako niezamarzający płyn - zastosowanie przemysłowe

**W rozcieńczeniu z wodą 5:1 jako środek do dezynfekcji powierzchni i rąk**  
(1 litr etanolu skażonego + 220 cm<sup>3</sup> wody destylowanej)

**NIE NADAJE SIĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH !**

**Skład:** Etanol (alkohol etylowy), Keton metylowoetylowy (butan-2-on), Izopropanol (alkohol izopropylowy, propan-2-ol), Benzoesan denatonium

Produkt całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna)

---

europajska).

**zdjęcia produktu:**